

NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ SẢN PHẨM NU SKIN FACIAL SPA

1. Sự khác nhau giữa hai sản phẩm Nu Skin Facial Spa và Galvanic Spa là gì?

a. Sản phẩm Facial Spa có cùng công nghệ, nhưng là một thiết bị khác và mới mẻ hơn. Nu Skin Facial Spa là một thiết bị có tác dụng làm săn chắc da mặt được tạo ra dựa trên cùng công nghệ với sản phẩm Galvanic Spa.

2. Nu Skin Facial Spa có phải là một thiết bị y khoa hay không?

a. Nu Skin đã nhận được giấy phép của Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA), cho phép bán sản phẩm Nu Skin Facial. Nó được xếp vào Loại 2 - Các thiết bị Kích ứng điện qua da nhằm mục đích Thẩm mỹ. Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) “cho phép” mua bán thiết bị này nhưng không “đăng kí” hay “xác nhận” cũng như bảo đảm về mức độ an toàn cũng như hiệu quả.

3. Nên sử dụng Nu Skin Facial Spa thế nào?

a. Một bộ sản phẩm Nu Skin Facial Spa có thể được sử dụng 3 lần mỗi tuần. Mỗi bộ bao gồm hai phần, Session A và Session B. Sản phẩm Nu Skin Facial Spa nên được sử dụng như hướng dẫn, cùng với Gel truyền dẫn.

4. Nên sử dụng trong thời gian bao lâu?

a. Bộ sản phẩm Nu Skin Facial Spa có 1 bộ Basic và 3 bộ Area để bạn có thể lựa chọn. Bộ Basic có một phần “Spa Session A” dùng trong 5 phút và một phần “Spa Session B” dùng trong 5 phút. Và tất cả những bộ Area đều có một phần “Spa Session A” dùng trong 2 phút và một phần “Spa Session B” dùng trong 3 phút.

5. Sản phẩm này có sử dụng những dòng điện tích âm và dương không?

a. Có - Những dòng điện tích vi mô trong sản phẩm Nu Skin Spa mang cả điện tích âm và dương.

6. Sản phẩm Nu Skin Facial Spa hoạt động như thế nào?

a. Những dòng điện tích vi mô trong thiết bị Nu Skin Facial Spa kích thích và làm săn chắc da mặt.

7. Tác dụng của Gel truyền dẫn là gì?

- Gel truyền dẫn được thiết kế để đảm bảo sự tiếp xúc và dẫn truyền dòng điện tích của sản phẩm Facial Spa.
- Giúp thiết bị có thể trượt nhẹ trên da.
- Gel truyền dẫn có chứa các hoạt chất hay không?
 - Không.

9. Có thể sử dụng sản phẩm Galvanic Facial Gels cùng ageLOC cùng với sản phẩm Nu Skin Facial Spa được không?

a. Loại Gel dẫn truyền mới là sản phẩm duy nhất được chỉ định để sử dụng cùng bộ sản phẩm Spa mới.

10. Sản phẩm ageLOC Facial Gels sẽ bị ngưng sản xuất hay không?

a. Sản phẩm ageLOC Facial Gels sẽ vẫn được bán trong một thời gian giới hạn riêng lẻ cùng với bộ sản phẩm Galvanic Spa cũ cho đến khi khách hàng chuyển đổi sang sản phẩm Facial Spa.

11. Có thể sử dụng sản phẩm Galvanic Spa cũ với Gel truyền dẫn mới không?

a. Có.

12. Có nên sử dụng sản phẩm Facial Spa trên vùng da ở cổ?

a. Nu Skin Facial Spa được đăng ký chỉ để dành cho vùng da mặt. Khuyến cáo không nên sử dụng đối với vùng da ở cổ do những tác dụng phụ.

NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ SẢN PHẨM NU SKIN FACIAL SPA

13. Có những nghiên cứu lâm sàng nào về sản phẩm Facial Spa và Gel dẫn truyền không?

a. Bộ phận R&D Nu Skin quản lý những nghiên cứu và học thuyết cần thiết để đáp ứng được yêu cầu từ FDA. Những nghiên cứu này không được sử dụng nhằm mục đích tiếp thị cũng như quảng bá cho sản phẩm Facial Spa.

14. Nguyên liệu chính của Gel dẫn truyền là gì?

a. Gel dẫn truyền là một loại Gel trơ để thúc đẩy sự tiếp xúc và dẫn truyền dòng điện tích từ thiết bị Nu Skin Facial Spa và giúp thiết bị có thể trượt nhẹ nhàng trên da.

15. Tôi có thể sử dụng Nu Skin Facial Spa trong điều kiện XXXXXX không?

a. Sản phẩm Nu Skin Facial Spa được phát triển để sử dụng với làn da khỏe mạnh. Xin tham khảo Hướng dẫn sử dụng, chống chỉ định, và biện pháp phòng ngừa trước khi dùng. Những tài liệu trên có thể được gửi cho bạn nếu có nhu cầu.

16. Tại sao chỉ có một loại gel cho cả hai phần trong bộ sản phẩm Nu Skin Facial Spa?

a. Nu Skin Facial Spa là một loại thiết bị mỹ phẩm giúp làm săn chắc da mặt mới sử dụng các dòng điện tích vi mô nhằm kích thích da mặt. Gel dẫn truyền giúp thiết bị có thể trượt nhẹ nhàng trên da và giúp truyền dẫn những dòng điện tích giúp làm săn chắc da. Điều này cho phép sử dụng cùng loại gel cho cả hai phần Spa.